



## Préconisations pré-analytique

Code: OG-PA-009

Version: 02

Page 1 sur 4

<b>Rédaction :</b>	<b>Vérification :</b>	<b>Approbation :</b>	<b>Application :</b>
07/10/2025	-	08/10/2025	23/10/2025
Hela Ayari	-	Mongi Ayari	Souhir Ghorri

Examens	Préconisations préanalytiques
<b>Glycémie à jeun, Calcium, Folate et Vitamine B12.</b>	<b>8 heures de jeûne.</b>
<b>Bilan lipidique (Cholestérol, HDL, LDL, Triglycérides).</b>	<b><u>12 heures de jeûne.</u></b>
<b>EPP, Fer sérique, Mg, phosphate</b>	<b>De préférence à jeun.</b>
<b>Test à l'urée pour recherche d'helicobacter pylori</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 2 heures sans boire, ni manger ni fumer.</li> <li>✓ Arrêt de tout traitement antibiotique au minimum 4 semaines avant le test.</li> <li>✓ Arrêt des inhibiteurs de la pompe à protons au minimum 2 semaines avant le test.</li> <li>✓ Arrêt des antiacides et pansements gastro-intestinaux 24 heures avant le test.</li> </ul>
<b>Dosage des médicaments</b>	A prélever juste avant la prise du médicament selon les recommandations du clinicien.
<b>Spermogramme</b>	Abstinence sexuelle de 2 à 7 jours.
<b>Spermoculture</b>	Abstinence sexuelle de 3 jours.
<b>Scotch test anal</b>	Au lever avant la toilette et les premières selles
<b>ECBU</b>	Miction du matin ou urine ayant séjourné au moins 3 à 4 heures dans la vessie. En dehors d'antibiothérapie. Noter les renseignements cliniques.
<b>Prélèvement vaginale</b>	En dehors des périodes de règles et de traitement antibiotique et antifongique.
<b>Prolactine</b>	Repos <b>20 mn</b> avant le prélèvement.
<b>Testostérone</b>	Repos <b>20 mn</b> avant le prélèvement.
<b>PTH</b>	Analyser dans les <b>2H</b>



## Préconisations pré-analytique


Code: OG-PA-009

Version: 02

Page 2 sur 4

<b>Rédaction :</b>	<b>Vérification :</b>	<b>Approbation :</b>	<b>Application :</b>
07/10/2025	-	08/10/2025	23/10/2025
Hela Ayari	-	Mongi Ayari	Souhir Ghorri

Examens	Préconisations préanalytiques
<b>Cortisol</b>	Cortisol du matin entre 8 et 10 H } Cortisol du soir entre 16H et 17 H } <u>15 min de repos - Pas d'activité physique la veille</u>
<b>Aldostérone et rénine</b>	<b>A jeun entre 8 H et 10 H du matin.</b> Debout ou couché (prélèvement debout après 1H de marche ; prélèvement couché après 1H de décubitus).
<b>HE4</b>	<b>CA125 est demandé conjointement avec HE4 :</b> Ne pas saisir CA125 sur le SIL.
<b>Dosage des médicaments</b>	12 heures après la dernière prise du médicament
<b>Dérivés méthoxylés des catécholamines (sang)</b>	<b>Repos 20 mn à jeun</b> Bon respect du régime alimentaire dans les 48h précédant le prélèvement : éviter les bananes, le chocolat, les tomates, les agrumes, la vanille) pour le prélèvement sanguin. Congeler l'échantillon dans l'heure. Domicile déconseillé. Urine pas de régime
<b>ACTH</b>	Prélèvement entre 7 H et 10 H du matin. L'analyse est signalée immédiatement aux techniciens. <b>NB : Tube EDTA préalablement refroidis</b>
<b>DPNI</b>	Jeûne non obligatoire mais souhaitable. Bon de demande et consentement dûment remplis.
<b>TP</b>	Noter la dose si le patient est sous Sintrom

	<h1>Préconisations pré-analytique</h1>		Code: OG-PA-009
			Version: 02
			Page 3 sur 4
Rédaction :	Vérification :	Approbation :	Application :
07/10/2025	-	08/10/2025	23/10/2025
Hela Ayari	-	Mongi Ayari	Souhir Ghorri

Examens	Préconisations préanalytiques
<h3>Dépistage de trisomie 21</h3>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <b>1<sup>er</sup> trimestre :</b> Entre 11 et 13 semaines <b>6 jours d'aménorrhée.</b></li> <li>✓ <b>2<sup>ème</sup> trimestre :</b> Entre 14 et 17 semaines <b>6 jours d'aménorrhée.</b></li> <li><b>Vérifier :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <b>Date de naissance.</b></li> <li>✓ <b>DDR (facultative).</b></li> <li>✓ <b>DDG.</b></li> <li>✓ <b>Poids de la patiente.</b></li> <li>✓ <b>LCC et CN avec la date d'échographie correspondante.</b></li> <li>✓ <b>Nombre de fœtus.</b></li> </ul> </li> </ul> <p>Antécédent de T21, tabac et diabète si possible.</p>
<h3>TSH</h3>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>A jeun</b> (de préférence)</li> <li>● Avant <b>10H</b> (sauf confirmation par le médecin) <a href="#">article*</a></li> </ul>
<h3>Test synacthène</h3>	<p>Cortisol à 8h, injection <b>IM</b> du synacthène puis cortisol après 1 heure de l'injection.</p>
<h3>Test de freinage (Dexamethasone)</h3>	<p>Prise de 2 comprimés de Dexaméthasone le soir à 23h fournis par le laboratoire Cortisol à 8h.</p>

## Suivi des révisions

Réviseur	Version	Date de mise à jour	Remarques
	01		*
Souhir Ghorri	02	12/04/2026	<p>Testosterone: Repos <b>20 mn</b> avant le prélèvement.</p> <p>12 heures après la dernière prise du médicament</p>



## Préconisations pré-analytique

Code: OG-PA-009

Version: 02

Page 4 sur 4

Rédaction :	Vérification :	Approbation :	Application :
07/10/2025	-	08/10/2025	23/10/2025
Hela Ayari	-	Mongi Ayari	Souhir Ghorri